



**Thermo**  
SCIENTIFIC

**It's time to  
be sure**



Thermo Scientific  
SureTect Real-Time  
PCR-System



# Es ist besser, sicher zu sein

Jetzt können Sie sich auf jede Lebensmittelanalyse verlassen, **den Thermo Scientific™ SureTect™ Real-Time-PCR-System**. Mit bewährter PCR-Technologie unterstützt durch erstklassigen Service und Support, das SureTect™ System den schnellen und akkuraten Nachweis von Mikroorganismen in verschiedenen Lebensmitteln und ähnlichen Proben. Dieses einzigartige System verbindet Schnelligkeit und Leistung in einer anwenderfreundlichen und kosteneffizienten Plattform-welche Ihnen Ergebnisse liefert, derer Sie sicher sein können.



**Thermo**  
SCIENTIFIC



# Es ist so einfach, sicher zu sein

Wir bei Thermo Fisher Scientific verstehen Mikrobiologen. Wir wissen, dass Sie zur Bewältigung Ihrer täglichen Herausforderungen eine schnelle und zuverlässige Technologie benötigen. Deshalb entwickeln wir kontinuierlich neue Komplettlösungen wie das SureTect Real-Time-PCR-System. Für hochwertige Ergebnisse ohne Stress braucht es nur drei einfache Schritte.

1.



## Vorbereiten

Minimaler Arbeitsaufwand und Varianz. Mit voraliquotierten Test-Röhrchen die Lyse schnell und einfach in weniger als 20 Minuten durchführen.

## PCR

Hohe Flexibilität. Bis zu fünf PikoReal 24-Well-Geräte an einen PC anschließen, und so auch hohen und wachsenden Anforderungen gerecht werden.

2.



3.



## Auswerten

Intuitiv und einfach. Die benutzerfreundliche Software, erlaubt rasches, einfaches Anlegen des Testlayouts und Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse.



## Warum SureTect?

### Ein Anreicherungs-schritt

Keine Notwendigkeit einer zweiten Anreicherung oder Wiederbelebung, ermöglicht schnellere und einfachere Tests

### Optimiertes Protokoll

Maximale Effizienz mit Durchführung verschiedener Tests im gleichen Lauf

### Vorgefüllte Lyseröhrchen

Für maximale Anwenderfreundlichkeit und zuverlässige, konsistente Zell-Lyse

### Einfache, intuitive Software

Für mühelose Schulung, schnelle Einrichtung und einfache Dokumentation der Ergebnisse

### Tabletтиerte PCR-Reagenzien

Bessere Reproduzierbarkeit und minimaler Arbeitsaufwand, da das Pipettieren von PCR-Reagenzien entfällt

### Automatische

### Dateninterpretation

Gibt das Resultat eindeutig als positiv oder negativ an

## Einzigartiger Service und Support

Die Experten von Thermo Fisher Scientific unterstützen Mikrobiologen weltweit seit über 150 Jahren. Unsere Service- und Support-Teams bestehen aus erfahrenen Wissenschaftlern, die sich für den besten technischen Support engagieren.

Wir konzentrieren uns darauf, hochwertige Produkte, pünktliche Lieferung und außergewöhnliche technische Beratung zu liefern, um Ihnen Komplettlösungen für Ihre gesamten Anforderungen an mikrobiologischen Untersuchungen bereitzustellen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer lokalen Thermo Scientific Niederlassung unter [www.thermoscientific.com/SureTect](http://www.thermoscientific.com/SureTect).

[thermoscientific.com/SureTect](http://thermoscientific.com/SureTect)

© 2013 Thermo Fisher Scientific Inc. Alle Rechte vorbehalten.  
Alle Warenzeichen sind Eigentum von Thermo Fisher Scientific Inc. bzw. seiner Tochterfirmen.

**Thermo**  
S C I E N T I F I C  
Part of Thermo Fisher Scientific