



Thermo
SCIENTIFIC

Es hora de
estar seguro



Sistema de PCR
en tiempo real
Thermo Scientific
SureTect



Es mejor estar seguro

Ahora puede realizar todas las pruebas de seguridad alimentaria con plena confianza gracias al **Sistema PCR en tiempo real Thermo Scientific™ SureTect™**. Diseñado a partir de tecnología PCR probada y respaldado por un servicio técnico y de asistencia de carácter mundial, el sistema SureTect™ detecta los microorganismos rápidamente y con precisión en una gran variedad de muestras alimentarias y relacionadas. Esta solución exclusiva fusiona velocidad y rendimiento en una plataforma rentable y fácil de utilizar que le proporciona resultados en los que puede confiar plenamente.



Thermo
SCIENTIFIC



Es fácil estar seguro

En Thermo Fisher Scientific, entendemos a los microbiólogos. Somos conscientes de que precisa tecnología molecular rápida y fiable para enfrentarse a los retos que se le presentan a diario. Por este motivo seguimos invirtiendo en soluciones completas, como el sistema de PCR en tiempo real SureTect. Si desea resultados de gran calidad, pero sin la presión que ello supone, solo tiene que seguir estos tres sencillos pasos.

1.



Preparación

Reduzca el tiempo de manipulación manual y elimine la varianza con tubos de ensayo precargados y realice un proceso de lisis rápido y sencillo en menos de 20 minutos

Ejecución

Desde el mismo ordenador puede controlar hasta cinco instrumentos PikoReal de 24 pocillos, lo que resulta adecuado para laboratorios de todos los tamaños

2.



3.



Lectura

El software intuitivo proporciona una interpretación rápida y directa y una gran trazabilidad de los resultados



¿Por qué elegir SureTect?

Un único paso de enriquecimiento

No es necesario realizar un enriquecimiento secundario ni un segundo cultivo, con lo que se facilita y simplifica el análisis

Tubos de lisis precargados

Lisis celular uniforme, de modo que se obtiene la máxima comodidad y fiabilidad

Reactivos de PCR en tabletas

que ponen fin al pipeteo de reactivos de PCR, mejoran la reproducibilidad y reducen el tiempo de manipulación manual

Protocolo optimizado

Permite el procesamiento de numerosos ensayos en el mismo ciclo, gracias a lo cual se obtiene una eficiencia máxima

Software intuitivo y sencillo

Facilita la formación, agiliza la puesta en marcha y simplifica el seguimiento de los resultados

Interpretación automática de los datos

Los resultados de la prueba se clasifican de forma fiable en positivos o negativos

Soporte científico y servicio técnico incomparables

Los expertos de Thermo Fisher Scientific han colaborado con la comunidad internacional de microbiólogos durante más de 150 años. Nuestros equipos de servicio técnico y asistencia están compuestos por científicos con un elevado nivel de experiencia que se esfuerzan día a día para ofrecerle el mejor soporte técnico.

Nuestra preocupación por ofrecer productos de calidad, logística y ofrecer una asistencia superior se equipara a nuestro compromiso para proporcionar soluciones completas adecuadas a las necesidades de sus pruebas microbiológicas.

Si desea más información, visite www.thermoscientific.com/SureTect.y póngase en contacto con su representante local de Thermo Scientific.

thermoscientific.com/SureTect

© 2013 Thermo Fisher Scientific Inc. Reservados todos los derechos.
Todas las marcas comerciales son propiedad de Thermo Fisher Scientific Inc. y sus empresas filiales.

Thermo
SCIENTIFIC
Part of Thermo Fisher Scientific