



Thermo
SCIENTIFIC

È tempo
di essere certi



Sistema PCR
Real-Time
Thermo Scientific
SureTect



È meglio essere certi

Ora è possibile eseguire ogni test per la sicurezza alimentare con la certezza dell'affidabilità dei risultati grazie al **sistema PCR Real-Time Thermo Scientific™ SureTect™**. Basato sulla sperimentata tecnologia PCR e supportato da una assistenza e servizi di livello mondiale, il sistema SureTect™ è progettato per rilevare in modo rapido e accurato la presenza di microorganismi in un'ampia gamma di alimenti e campioni. Questa soluzione unica combina velocità e prestazioni in una piattaforma intuitiva e conveniente, consentendo di ottenere risultati affidabili.



Thermo
SCIENTIFIC



È semplice essere certi

Thermo Fisher Scientific comprende le esigenze dei microbiologi. Sappiamo che per affrontare con successo le sfide di tutti i giorni è necessario disporre di tecnologie molecolari rapide e affidabili. Per questa ragione continuiamo a investire nello sviluppo di soluzioni complete, come il sistema PCR Real-Time SureTect. Se desiderate risultati di alta qualità senza complicazioni, non dovrete far altro che seguire tre semplici passaggi.

1.



Preparazione

Tempi di preparazione ridotti ed eliminazione della variabilità grazie a provette pre-riempite e lisi rapida e semplice in meno di 20 minuti

Analisi

Possibilità di gestire dallo stesso PC fino a cinque strumenti PikoReal a 24 pozzetti per soddisfare le esigenze dei laboratori di qualsiasi dimensione

2.



3.



Lettura

Software intuitivo per l'interpretazione rapida e diretta e per la tracciabilità dei risultati



Perché scegliere SureTect?

Una sola fase di arricchimento
non sono necessari arricchimento secondario né
ricrescita, garantendo quindi test più rapidi e semplici

Provette di lisi pre-riempite
per ineguagliabile praticità e lisi cellulare
affidabile e uniforme

Reagenti PCR in compresse
eliminazione dei dosaggi dei reagenti PCR per
migliorare la riproducibilità e minimizzare i tempi
di preparazione

Protocollo semplificato
maggiore facilità di elaborazione di diversi saggi
nella stessa analisi per la massima efficienza

Software semplice e intuitivo
training immediato, configurazione rapida e semplice
tracciabilità dei risultati

**Interpretazione automatica
dei dati**
risultati dei test affidabili (positivi o negativi)

Servizi e assistenza ineguagliabili

Da oltre 150 anni gli esperti Thermo Fisher Scientific sono al fianco della comunità internazionale dei microbiologi. I nostri team dedicati all'assistenza e ai servizi includono scienziati esperti che garantiscono un supporto tecnico d'eccellenza.

La nostra dedizione mirata a fornire prodotti di qualità, consegne puntuali e assistenza di livello superiore è eguagliata dal nostro impegno a fornire soluzioni complete che rispondano alle vostre esigenze per le analisi microbiologiche.

Per ulteriori informazioni contattare il rappresentante locale di Thermo Scientific visitando il sito www.thermoscientific.com/SureTect.

thermoscientific.com/SureTect

© 2013 Thermo Fisher Scientific Inc. Tutti i diritti riservati.
Tutti i marchi sono di proprietà di Thermo Fisher Scientific Inc.
e delle sue consociate.

Thermo
SCIENTIFIC
Part of Thermo Fisher Scientific