

Reference # / No. de référence / Referenz-Nr. _____

Date / Date / Datum _____

Tech / Tech / Techn. _____

Source / Source / Quelle _____

Catalase / Catalase / Katalase : + / - _____

Pigment / Pigment / Pigment _____

Reagent / Réactif / Reagenz /	None / Aucun / Keine										RapID CB Plus Reagent / Réactif RapID CB Plus / RapID CB Plus Reagents	None / Aucun / Keine	Nitrate A & B	H ₂ O ₂	None / Aucun / Keine									
Positive Reactions Réactions positives Positive Reaktionen	Yellow, gold, or light yellow-orange / Jaune, or ou légèrement jaune orangé / Gelb, goldgelb oder leichtes gelb-orange				Yellow Jaune Gelb				Yellow or yellow-orange / Jaune ou Jaune orangé / Gelb oder gelb-orange		Purple, red, or dark pink / Violacé, rouge ou rose foncé / Dunkelrot, rot oder dunkelrosa	Red or dark red-orange/Rouge ou rouge orangé foncé/Rot oder dunkles rot-orange				Red or Pink Rouge ou rose Rot oder rosa	Bubbles Bulles Luftblasen	Yellow Jaune Gelbes						
Cavity #, No. cavité / Kammer-Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
Test Code Code du test Testcode	GLU	SUC	RIB	MAL	aGLU	BGLU	NAG	GLY1	ONPG	PHS	EST	PRO	TRY	PYR	LGLY	LEU	URE	NIT	CAT	PIG				
Value / Valeur / Wert	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2				
Result / Résultat Ergebnis																								
Value Total Total des valeurs Gesamtwert																								

IDENTIFICATION / IDENTIFICATION / IDENTIFIZIERUNG



Microcode _____

Riferimento N. / N° de referencia _____

Data / Fecha _____

Tech / Tec _____

Origine / Origen _____

Catalasi / Catalasa: + / - _____

Pigmento / Pigmento _____

Reagente Reactivo	Nessuno / Ninguno											RapID CB Plus Reagent / Reactivo RapID CB Plus					Nessuno/ Ninguno	Nitrate A & B	H ₂ O ₂	Nessuno/ Ninguno
Reazioni positive Reacciones positivas	Giallo, oro o giallo-arancio chiaro / Amarillo, dorado o amarillo-naranja claro				Giallo Amarillo						Giallo o giallo- arancio / Amarillo o amarillo-naranja	Porpora, rosso o rosa scuro / Púrpura, rojo o rosa oscuro					Rosso o rosso- arancione scuro / Rojo o rojo- naranja oscuro	Rosso o rosa / Rojo o rosa	Bolle / Burbujas	giallo / amarillo
Cavità N. / N° de cavidad	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Codice esame Código de prueba	GLU	SUC	RIB	MAL	aGLU	BGLU	NAG	GLY1	ONPG	PHS	EST	PRO	TRY	PYR	LGLY	LEU	URE	NIT	CAT	PIG
Valore / Valor	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2
Risultato Resultado																				
Valore totale Valor total																				

IDENTIFICAZIONE / IDENTIFICACIÓN



Microcode _____